

La moderna metodica per:

- CORPO
- VISO
- PATOLOGIE
- INESTETISMI DIFFUSI E LOCALIZZATI



Che cosa la rende unica?

- Due canali indipendenti per trattare due zone diverse o due pazienti contemporaneamente.
- Esclusivo dispenser usa-getta per garantire al paziente trattamenti completamente sicuri ed igienici.
- L'ampia testa del dispenser garantisce una maggiore superficie di contatto e permette di trattare anche ampie zone del corpo

Perché sceglierla?

- È pratico, facile da usare e si possono programmare ed impostare trattamenti personalizzati, scegliendo la profondità e la zona dove veicolare la sostanza.
- Garantisce risultati rapidi e duraturi nel tempo.
- Consente di usare farmaci in quantità ridotta, concentrandone la percentuale selettivamente nella zona da trattare.
- Non presenta controindicazioni né effetti collaterali.
- Pensato e creato seguendo le più moderne tecnologie elettroniche e tutte le norme di sicurezza per effettuare prestazioni altamente professionali.



ANTARA è utilizzata esclusivamente da personale abilitato e specializzato nei centri medici autorizzati.

Numero Verde
800 812 017

SERVIZI MEDICO ESTETICI ITALIANI srl
smei
SMEI s.r.l.
Via F. Negri, 15
15033 Casale Monferrato (AL)
ITALY
Tel. + 39 0142 455 445
Fax + 39 0142 455 446

prodotto da: *ϕesse*



**METODO ATRAUMATICO
E INDOLORE PER:**

**SCULTURA DEL CORPO
RINGIOVANIMENTO DELLA PELLE
TERAPIE ANTALGICHE E ANTIFLOGISTICHE**

www.smei.it

SERVIZI MEDICO ESTETICI ITALIANI srl
smei

ANTARA

dielettroforesi

Che cos'è?

ANTARA è l'unico ed innovativo sistema di dielettroforesi transdermica a 2 canali indipendenti che consentono di trattare due zone diverse o due pazienti contemporaneamente, consentendo al medico di scegliere ed eseguire differenti terapie con un unico apparecchio.

ANTARA è costituito da un generatore di corrente interattiva (sfrutta onde elettriche di forma e frequenza variabili) regolabile secondo la profondità alla quale deve giungere il principio attivo contenuto nelle soluzioni, opportunamente scelte ed inserite nello speciale dispenser brevettato, che completa il circuito insieme ad una piastra conduttiva da posizionare sulla pelle del paziente.

ANTARA è tecnologicamente avanzato ed innovativo, ma estremamente semplice da utilizzare: un microprocessore interno consente di gestire una tastiera di soli 4 tasti, con i quali programmare in modo semplice e rapido la terapia desiderata e impostarne i relativi parametri, visualizzando ogni funzione operativa tramite un display a cristalli liquidi (lcd).

Che cosa fa?

ANTARA, grazie alle sue particolari caratteristiche tecniche, veicola in modo indolore e atraumatico i principi attivi idrosolubili e ionizzabili attraverso gli strati cutanei senza lederli, agendo esclusivamente sui "tessuti bersaglio" senza interferire con quelli circostanti, lasciandoli assolutamente preservati.

Come agisce?

ANTARA, basandosi sui principi della dielettroforesi, consente la percolazione di sostanze attive attraverso la barriera cutanea a diverse profondità. Per questo motivo, pur non essendo una metodica traumatica, consente di ottenere risultati duraturi in quanto l'azione terapeutica della sostanza veicolata localmente continua nel tempo e grazie alla sua concentrazione garantisce una rapidità d'azione.

Il numero e la frequenza dei trattamenti varia in base al tipo e al grado della patologia o dell'inestetismo; normalmente si effettuano cicli da 10 sedute a cadenza bisettimanale.

ANTARA trova ampio utilizzo nei vari settori della medicina poiché non comporta particolari controindicazioni, né effetti collaterali a breve o a lungo termine.

ANTARA

dielettroforesi

In quali casi?

• Cellulite e adiposità localizzata e diffusa

All'avanguardia per il processo di riduzione tissutale: agisce selettivamente sulle frazioni tissutali alterate del "cuscinetto" cellulitico, riducendo la componente adipocellulare ed il liquido in eccesso dello strato dermo-ipodermico corrispondente. Tutto ciò senza che la sottrazione, anche abbondante, di materiale comporti un rilasciamento delle strutture dermoepidermiche. Indicato in tutti i casi di cellulite ribelle, recidiva o invecchiata. Utile anche solo per migliorare la microcircolazione veno-linfatica e per contrastare gonfiori tipici dei momenti di fluttuazioni ormonali.

• Smagliature

Trattamento radicale per le striature di ogni tipo e collocazione, stimola un profondo rinnovo e rassodamento della cute, dopo dimagrimenti, gravidanze, periodi di stress del derma.

• Ipotonie muscolari

Ideale per "rianimare" e "modellare" muscoli ipotonici, stimola, rinforza e tonifica contrastando efficacemente la flaccidità di fianchi, addome e glutei ptosici.

• Ipotonie tissutali

Rinforza la struttura della pelle, tonifica e migliora la consistenza della cute di braccia, estremità, interno cosce. Rassoda i contorni e i tessuti della muscolatura pellicciaia del viso e combatte il cedimento estremo dei tessuti del seno.

• Invecchiamento cutaneo biologico e da luce solare

Restituisce un aspetto giovane e sano alla pelle di ogni tipo ed età, sublimandone lo splendore e svolgendo una profonda azione riparatrice antirughe. Indicato anche semplicemente come programma riattivante e ricostituente intensivo per pelli stanche e spente.

• Affezioni cutanee

Particolarmente apprezzato dai dermatologi per il trattamento di: acne, eczemi, dermatiti, psoriasi, couperose e macchie cutanee.

• Dolore acuto e cronico

Valida alternativa o supporto all'assunzione di farmaci sistemici che, oltre all'azione antalgica, favoriscono il riassorbimento di ematomi ed infiltrazioni tissutali, migliora l'irrorazione sanguigna locale e riattiva il metabolismo connettivale. Indicato per le più differenti applicazioni in terapia del dolore, fisioterapia e riabilitazione muscolare, medicina sportiva e traumatologia, ortopedia e reumatologia.

