

metodica rivoluzionaria!!!

KAYA

Kaya

- pratica e facile da usare
- duratura perché l'effetto delle sostanze veicolate continua nel tempo
- utilizzata esclusivamente da personale specializzato nei centri estetici autorizzati.

L'innovazione rispetto alla ionoforesi:

- alta percentuale di principio attivo che arriva alla zona desiderata
- assenza di effetti collaterali
- assenza di controindicazioni
- maggiore rapidità di azione
- maggiore durata di azione
- trattamento indolore

Novità

- Puoi averla subito in affitto pagando solo i trattamenti

per informazioni:

Numero Verde
800 812 017

Prodotto da: Oesse

www.smei.it
info@smei.it

SMEI s.r.l.
Via F. Negri, 15
15033 Casale Monferrato (AL) ITALY
Tel. + 39 0142 455 445
Fax + 39 0142 455 446
info@smei.it

SERVIZI MEDICO
ESTETICI ITALIANI srl
smei

www.smei.it



KAYA

nessun miracolo solo risultati

Voglio star bene.

novità



So come fare.

Con Kaya
apparecchio di dielettroforesi
molecolare per il trattamento di:

- Cellulite
- Smagliature
- Rassodamento
- Rimodellamento Muscolare
- Rughe

SERVIZI MEDICO
ESTETICI ITALIANI srl
smei

• Cellulite • Smagliature • Rassodamento •

Kaya

L'unico elettrovelicolatore computerizzato in grado di eseguire molteplici trattamenti, attualmente realizzabili solo con una pluralità di apparecchiature, con risultati qualitativamente diversi.

Kaya comprende un modulatore di corrente elettrica, che invia impulsi elettrici ad un circuito formato da due terminali, uno dei quali è costituito da un contenitore per la soluzione da impiegare con manipolo, e l'altro, da una piastra in tela che, posizionata sulla superficie cutanea, chiude il circuito. Un microprocessore all'interno dell'apparecchiatura gestisce una semplice tastiera. Con questa tastiera è possibile programmare facilmente il trattamento desiderato, che tramite il manipolo veicola per via transdermica diversi prodotti (sotto forma di gel) a diverse frequenze fino alla profondità desiderata.

Ogni operazione viene visualizzata tramite un display grafico e una serie di controlli elettronici rileva la corretta connessione alle uscite.



La dielettroforesi può essere utilizzata:

inestetismi della pelle e del viso



zone con presenza di smagliature



zone con presenza di adipe localizzata e diffusa



perdita di tonicità dei tessuti seno, glutei, braccia, cosce

• Rughe • Rimodellamento Muscolare •



KAYA

la metodica

La dielettroforesi è una nuova metodica assolutamente non fastidiosa ne' dolorosa che utilizza correnti pulsate per far penetrare all'interno dei tessuti principi attivi idrosolubili.

Essa permette il trasporto molecolare oltre la barriera dermica alla profondità desiderata.

La particolare forma d'onda utilizzata e la formulazione in gel permettono il passaggio dei principi attivi nei tessuti, lasciando la cute integra.

Grazie a questa tecnica i principi attivi raggiungono la zona di interesse clinico in minor tempo ed in maggior concentrazione con minore quantità impiegata.



Come agisce?

Il protocollo prevede la veicolazione mediante dielettroforesi, di precursori delle proteine, collagene ed elastina, e sostanze che stimolano la vascolarizzazione. Tale protocollo ridona alla cute i principi biologici che scarseggiano, consentendo di appropiare, oltre alla ipotonia cutanea, inestetismi quali smagliature, cicatrici da acne e rughe. Altri protocolli prevedono di veicolare, assieme a collagene ed elastina altri prodotti per recuperare il tono e la volumetria muscolare con possibili applicazioni in caso di seni, glutei e interno cosce non tonici. Le obesità circoscritte rappresentano un'altra situazione parafisiologica dove la dielettroforesi è in grado di conseguire risultati importanti così come nella cellulite e nell'adiposità localizzata.

I risultati

Il processo completo determina una netta e progressiva normalizzazione delle condizioni anatomo-patologiche tessutali.